

EASYLIFT

Dispositif de levage coulissant mural autonome spécialement conçu pour un positionnement aisé et sûr pour l'imagerie corps entier.

- Conçu pour un levage rapide et aisé
- Conception ergonomique et sûre
- Précision accrue et facilité d'emploi améliorant le flux de production en imagerie numérisée corps entier

Positionnement rapide et facile

Combiné au positionneur de détecteur DR jambe complète/colonne complète ou au porte-cassettes corps entier CR, le Easylift assure un levage facile et en souplesse, tout en n'exigeant qu'un minimum d'effort.

Lors de l'installation, le Easylift peut être modifié pour une utilisation du côté gauche ou droit. Sa conception ergonomique et son système de réglage facile à une seule poignée réduisent au minimum le nombre de manipulations tout en permettant un réglage rapide et facile de la hauteur. Le Easylift est un dispositif robuste qui améliore substantiellement la manipulation et le positionnement.



Un flux de production rationnel et ergonomique

Le Easylift améliore la précision et simplifie encore les expositions "jambe complète/colonne complète", en permettant un positionnement précis du positionneur de détecteur DR jambe complète/colonne complète ou du porte-cassettes corps entier CR par rapport au tube radiogène, quelle que soit la taille du patient. Il contribue ainsi à un flux de production plus rationnel, plus ergonomique et plus productif.

L'élément clé d'une solution complète originale

Le Easylift apporte à l'utilisateur tous les avantages avec l'atout supplémentaire d'un ajustement simple et sûr de la hauteur. Composant essentiel d'une gamme complète de solutions DR et CR jambe complète/colonne complète, il garantit une grande simplicité d'utilisation et des images de qualité uniformément supérieure pour toutes les expositions jambe complète/colonne complète en imagerie corps entier.

Caractéristiques techniques

GÉNÉRALITÉS

Dimensions

- L x P x H : 39 x 13,5 x 230 cm

Poids

- 73 kg
- Avec positionneur de détecteur DR
jambe complète/colonne complète ou
porte-cassettes corps entier CR compris :
env. 100 kg

Conditions d'installation

- Agfa assure l'installation du Easylift, en respectant les exigences et conditions locales. Pour les conditions préalables importantes de l'installation, veuillez consulter le manuel d'installation.

Opération

- Lors de l'installation, le Easylift peut être modifié pour une utilisation manuelle à droite ou à gauche.

Conditions de transport

- Dimensions de l'emballage (L x P x H) :
60 x 39 x 238 cm
- Livré dans une caisse en bois

SÉCURITÉ

Agréments

- CE, UL

Pour plus d'informations concernant Agfa, veuillez consulter notre site Web sur www.agfa.com ■

Agfa et le losange Agfa sont des marques d'Agfa-Gevaert NV, Belgique, ou de ses filiales. Tous droits réservés. Toutes les informations reprises ici ont uniquement un but informatif, les caractéristiques des produits et services présentés dans cette publication peuvent changer à tout moment sans préavis. Il se peut que certains produits ou services ne soient pas disponibles dans votre région. Pour des informations sur la disponibilité, veuillez contacter votre délégué commercial local. Agfa-Gevaert NV s'efforce de fournir des informations aussi précises que possible, mais n'est pas responsable des erreurs typographiques.

© 2019 Agfa NV
Tous droits réservés
Edité par Agfa NV
Septestraat 27 - 2640 Mortsels
Belgique

5NMCP FR 00201908