

Drystar 5300

主机旁最佳打印机



- > DDI直接数字成像技术
- > 零排放无需任何吸附回收装置
- > 胶片明室操作，真正避免漏光之嫌
- > 模块结构，方便维修



直接数字成像技术

Drystar5300 采用第四代直接数字成像技术 (DDI)，佐以专利A# Sharp打印科技，成像工序一步完成避免了激光扫描成像的边缘失真和光学校正失真，提高了成像性能，提高了稳定性，提供您更清晰的图像质量。

环保清洁零排放 工作环境零污染

Drystar5300采用DDI直接成像技术，摒弃了第三代成像技术中的升华挥发步骤，成像过程清洁可靠，配合Agfa双保护层设计的干式明室操作胶片，无任何异味或有害物质排放，无需任何吸附回收装置，保证了环保无害。

明室操作胶片

成像技术的进步带来使用者的方便简便。由于摒弃了第三代成像技术中的光成像环节，Agfa胶片再也无需暗环境，可直接于日光下打开并加装进打印机，类同于家用打印机，从根本上杜绝了胶片漏光造成的报废。

模块结构 方便维修

模块结构的意义在于运行稳定、维修方便。Drystar5300全机由12个模块构成，模块的自检功能让设备一旦出现故障时能自我诊断，从而快速锁定故障点及所需更换的零部件。医院设备科维修人员可据此方便地查找故障，甚至自行更换模块，极大地减少了设备故障而造成的宕机时间，维护方便。

分布式应用 主机旁连接

Drystar5300 为内置DICOM打印机，可便捷地直接连接各种主机(如CT,MRI等)，亦可作为网络打印机，适用中少用量用户。

高性价比

清晰稳定的图像质量，小巧的机身，简洁高效的结构及独特的环保技术，使得Drystar5300成为一款高性价比的数字胶片打印机。

> 技术参数

常规

尺寸 (W×D×H)

67.1×77.1×36 cm (W×D×H)

重量 (无胶片)

● 55 kg

电源需求

● 100-240 V内自动调整: 50/60 Hz

功率消耗

● 打印: 250 W

● 峰值: 530 W

● 待机: 70 W

进片盒容量

● 每个供应托盘 100 张

操作条件

● 温度: 15 到 30°C (59-86 °F)

● 湿度: 20-75% RH, 非压缩。

存储/装运条件

● 温度: -25 ~ +55°C (-11 ~130 °F)

运输: -40 ~ +70°C (-40 ~158 °F)

● 湿度: 10-95% RH, 非压缩。

散热

● 待机功率: 70 W

● 平均打印功率: 250 W

● 峰值功率: 530 W

安全性

● IEC 601-1

● UL 60601-1

● CSA 22.2, Nr. 601.1- M90

● VDE 0750

● CCC GB4943 (中国)

● 安全标识 UL, cul, TUV-Mark, CCC-Mark

性能

处理量

● 11×14 英寸: 100张/小时

● 14×17 英寸: 70张/小时

● 首张出片时间大约77秒
(14×17 英寸- 12 位)

打印像素

● 14×17 英寸: 4352×5298 像素

● 11×14 英寸: 3418×4352 像素

打印分辨率

● 320 ppi

● 12 位对比分辨率

胶片

推荐类型

● DRYSTAR DT2 B

● DRYSTAR DT2 C

尺寸

● 11×14 英寸和14×17 英寸

● 一种联机尺寸**常规**

尺寸 (W×D×H)

70×80×35 cm (27.5x31.5x13.8 inch)

重量 (无胶片)

● 55 kg

电源需求

AGFA 
HealthCare

爱克发医疗系统设备(上海)有限公司
上海市虹桥路355号城开国际大厦10楼1001室
邮编: 200030
电话: 86 21 24122000
传真: 86 21 24122062

爱克发医疗系统设备(上海)有限公司广州分公司
广东省广州市越秀区建设六马路33号宜安广场705室
邮编: 510060
电话: 020-83634115
传真: 020-83634766

爱克发医疗系统设备(上海)有限公司北京分公司
北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场 B2010
邮编: 100037
电话: 010-68063688
传真: 010-68062166

爱克发医疗系统设备(上海)有限公司成都分公司
四川省成都市人民南路2段18号川信大厦23楼D-2座
邮编: 610016
电话: 028-86200375-86200380
传真: 028-86200381

台湾爱克发吉华股份有限公司
台北市104松江路237号6楼
电话: 886-2-25168899
传真: 886-2-25161041

爱克发(香港)有限公司
香港鲗鱼涌 英皇道979号
太古坊濠丰大厦1901-02室
电话: 00852-25559421
传真: 00852-25552480