

Ympäristönsuojelu



Kommentti: Katso lisätietoa ympäristönsuojelusta tuotteesi käyttöoppaasta.

CR-kasetti - Filmi/hila kasetti

Tämä tieto koskee pelkästään kasettia, pois lukien levy ja hila.

Merkinnät

	Tämä merkki kasetin päällä ilmoittaa, että kasetti sisältää lyijyä.
--	---

Hävittäminen

Euroopan unionia koskevat jätekoodit:

	Lyijyä sisältävät kasetit	Kasetit, jotka eivät sisällä lyijyä
Tuote	16 02 13* Muut kuin kohdissa 16 02 09 - 16 02 12 mainitut vaarallisia osia sisältävät hävitettävät tuotteet	16 02 14 Muut kuin kohdissa 16 02 09 - 16 02 13 mainitut hävitettävät tuotteet
Pakkaus	15 01 06 Yhdistelmäpakkaus	15 01 06 Yhdistelmäpakkaus

USA:ta koskevat tiedot:

	Lyijyä sisältävät kasetit
Tuote	Hävitettäessä nämä kasetit ovat ongelmajätettä (EPA-jätekoodi D008), jota koskee Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) -määräys lyijyn uutettavuuden takia. Ongelmajätettä on käsiteltävä ja kuljetettava osavaltion, liittovaltion ja paikallisten määräysten mukaisesti. Kysy lisätietoa paikallisilta viranomaisilta.

CR-levy - hila

Hävittäminen

Euroopan unionia koskevat jätekoodit:

	Varastofosforia sisältävät levyt (hilat)
Tuote	09 01 99 Muutoin määrittelemätön jäte
Pakkaus	15 01 06 Yhdistelmäpakkaus

USA:ta koskevat tiedot:

	Bariumia sisältävät levyt (hilat)
Tuote	Hävitettäessä nämä levyt (hilat) ovat ongelmajätettä (EPA-jätekoodi D005), jota koskee Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) -määräys bariumin uutettavuuden takia. Ongelmajätettä on käsiteltävä ja kuljetettava osavaltion, liittovaltion ja paikallisten määräysten mukaisesti. Kysy lisätietoa paikallisilta viranomaisilta.