

Liite – DX-G, DX-M

5170/100

5170/200

Käyttöohje



Sisältö

Lainmukainen tiedotus	3
Laajuus	4
Tietoa tämän asiakirjan turvallisuusmerkinnöistä	5
Lisäturvallisuusohjeet	6
Kasetti- ja levyjärjestelmä: CR HD5.0 Extremities	7
Pikselimatriisin koko	7

Lainmukainen tiedotus



0413

 Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel - Belgia

Lisätietoa Agfa- ja Agfa HealthCare -tuotteista on saatavilla osoitteessa www.agfa.com.

Agfa ja Agfa-vinoneliö ovat Agfa-Gevaert N.V.:n, Belgia, tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. DX-G ja DX-M ovat Agfa HealthCare N.V.:n, Belgia, tai jonkin sen tytäryhtiön tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta, ja niitä käytetään toimituksellisiin tarkoituksiin tarkoittamatta loukata niiden omistusoikeutta.

Agfa HealthCare N.V. ei anna mitään välittömiä tai välillisiä takuita tämän käyttöoppaan sisältämien tietojen täsmällisyyteen, täydellisyyteen tai hyödyllisyyteen liittyen ja sanoutuu nimenomaisesti irti takuista sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Tuotteita ja palveluja ei ehkä ole saatavana paikkakunnallasi. Pyydä lisätietoa niiden saatavuudesta paikalliselta myyntiedustajalta. Agfa HealthCare N.V. pyrkii kaikkiin keinoin antamaan mahdollisimman täsmällistä tietoa, mutta ei ole vastuussa typografisista virheistä. Agfa HealthCare N.V. -yhtiö ei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat seurausta tässä käyttöoppaassa esitettyjen tietojen, laitteiden, menetelmien tai prosessien käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä oikein. Agfa HealthCare N.V. pidättää oikeuden tehdä tähän käyttöoppaaseen muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tämän käyttöoppaan alkuperäinen versio on kirjoitettu englanniksi.

Copyright 2015 Agfa HealthCare N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Julkaisija Agfa HealthCare N.V.

B-2640 Mortsel, Belgia.

Tämän käyttöoppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, muuttaa tai julkaista missään muodossa tai millään tavoin ilman Agfa HealthCare N.V. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

Laajuus

Tämä käyttöopas sisältää tietoa DX-G- ja DX-M-digitointilaitteiden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Näistä laitteista käytetään tässä oppaassa yhteisnimitystä digitointilaite paitsi silloin, jos tiedot koskevat vain jompaakumpaa mallia.

Tämä opas on tarkoitettu DX-G- tai DX-M-laitteen käyttöoppaan (asiakirja 2321 tai 2421) liitteeksi:

- Turvallisuusohjeet
- Kasetti- ja levyjärjestelmä: CR HD5.0 Extremities

Tietoa tämän asiakirjan turvallisuusmerkinnöistä

Alla olevista esimerkeistä käy ilmi, miten varoitukset, huomautukset, ohjeet ja kommentit on esitetty tässä asiakirjassa. Merkintöjen käyttötarkoitukset on kuvattu tekstissä.

**VAARA:**

Vaara-merkintä varoittaa tilanteista, jotka aiheuttavat välittömän vakavan loukkaantumisen vaaran käyttäjälle, asentajalle, potilaalle tai muille henkilöille.

**VAROITUS:**

Varoitus-merkintä varoittaa tilanteista, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen vakavan loukkaantumisen vaaran käyttäjälle, asentajalle, potilaalle tai muille henkilöille.

**HUOMAUTUS:**

Huomautus-merkintä varoittaa tilanteista, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen lievän loukkaantumisen vaaran käyttäjälle, asentajalle, potilaalle tai muille henkilöille.



Ohjeet sisältävät tietoa, jonka noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tässä käyttöoppaassa kuvatun laitteiston tai muiden laitteiden tai tuotteiden vaurioitumisen tai ympäristön saastumisen.



Kiellot sisältävät tietoa, jonka noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tässä käyttöoppaassa kuvatun laitteiston tai muiden laitteiden tai tuotteiden vaurioitumisen tai ympäristön saastumisen.



Kommentti: Kommentit sisältävät vihjeitä ja kiinnittävät lukijan huomion tavallisuudesta poikkeaviin seikkoihin. Kommentteja ei ole tarkoitettu ohjeiksi.

Lisäturvallisuusohjeet

Katso digitointilaitteen käyttöä koskevat yleiset turvallisuusohjeet DX-G- tai DX-M-laitteen käyttöoppaasta (asiakirja 2321 tai 2421).



VAROITUS:

Digitointilaitteen käyttö ympäristöolosuhteissa, jotka eivät vastaa sen käyttöoppaassa kuvattua käyttöympäristöä, saattaa heikentää kuvanlaatua. Paras lopputulos saavutetaan, kun laitetta käytetään kuvatulnaisessa ympäristössä.



VAROITUS:

Digitointilaitteen altistuminen ympäristön valolle saattaa aiheuttaa artefakteja, joiden vuoksi kuvaus on suoritettava uudelleen. Älä avaa digitointilaitetta sen ollessa toiminnassa.



VAROITUS:

Sähköiskun vaaran välttämiseksi laitteen saa liittää vain suojavaadoitettuun pistorasiaan. Tarkista suojavaadoituksen kunto säännöllisesti. Suosittelemme vahvasti ylimääräisen lisävaadoitusliitännän käyttöä; myös tämä liitäntä on tarkistettava säännöllisesti.



HUOMAUTUS:

Vaikka pyrimme estämään mahdolliset virheet parhaan kykymme mukaan, on silti mahdollista, että tuotteessa on vähäisiä virheitä. On epätodennäköistä, että vähäinen virhe johtaa laitteen virheelliseen (odottamattomaan) toimintaan.

Kasetti- ja levyjärjestelmä: CR HD5.0 Extremities

DX-M- ja DX-G-digitointilaitteet tukevat myös CR HD5.0 Extremities -kasetti- ja levyjärjestelmää.



Kommentti: CR HD5.0 Extremities -kasettien käyttö vaatii ohjelmiston, jonka versio on \geq NIM_2501.

Suorituskyky (käytettäessä oletuspyyhkimisjaksoa)

Digitointilaitteen suorituskyky (levyä/tunti) riippuu kasettien koosta, ja se on laskettu kuvalevyn vakiopyyhintäannosta käyttäen.

24 × 30 cm (HD5.x Extremities):
41 levyä/tunti
18 × 24 cm (HD5.x Extremities):
49 levyä/tunti

Pikselimatriisin koko

Kasettityyppi	Muoto (cm)	Resoluutio (pikseliä/m m)	Leveys × pituus (pikseliä)	Leveys × pituus (mm)
CR HD5.0 Extremities	24 × 30	20	5 760 × 4 512	288,0 × 225,6
	18 × 24	20	4 560 × 3 312	228,0 × 165,6