

**Φορητός υπολογιστής/tablet με εξω-
τερικό σημείο πρόσβασης (Edimax)**

Εγχειρίδιο χρήστη


Περιεχόμενα

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.....	3
Διαμόρφωση.....	3
Το σημείο πρόσβασης συνδέεται με τον σταθμό εργασίας μέσω καλωδίου δικτύου.....	4

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου



Agfa HealthCare UK Limited, 515 Coldhams Lane, CB1 3JS Cambridge, Cambridgeshire, UK

 Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel - Βέλγιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Agfa, επισκεφθείτε την τοποθεσία agfaradiologysolutions.com.

Η ονομασία Agfa και ο ρόμβος Agfa είναι εμπορικά σήματα της Agfa-Gevaert N.V., Βελγίου ή των θυγατρικών της εταιρειών. Τα NX και MUSICA είναι εμπορικά σήματα της Agfa NV, Βελγίου ή μίας εκ των θυγατρικών της εταιρειών. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους και χρησιμοποιούνται για σκοπούς σύνταξης του εγγράφου, χωρίς πρόθεση παραβίασης των σχετικών δικαιωμάτων.

Η Agfa NV δεν παρέχει εγγυήσεις ή αντιπροσώπευση, ρητή ή υπονοούμενη, όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό και αποκηρύσσει συγκεκριμένα εγγυήσεις καταλληλότητας για οποιονδήποτε ιδιαίτερο σκοπό. Ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ίσως να μην είναι διαθέσιμα στη γεωγραφική σας περιοχή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εκπρόσωπο πωλήσεων για πληροφορίες διαθεσιμότητας. Η Agfa NV προσπαθεί συνεχώς να παρέχει όσο το δυνατό πιο ακριβείς πληροφορίες, αλλά δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος. Η Agfa NV δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης οποιασδήποτε πληροφορίας, συσκευής, μεθόδου ή διαδικασίας περιγράφεται στο παρόν έντυπο. Η Agfa NV διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο έντυπο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η αρχική έκδοση αυτού του εγγράφου είναι στα αγγλικά.

Copyright 2024 Agfa NV

Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Έκδοση της Agfa NV

2640 Mortsel - Βέλγιο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η προσαρμογή ή η μεταβίβαση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο του εντύπου αυτού χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Agfa NV

Διαμόρφωση

Οι εφαρμογές Mobile DR και Ultra Mobile DR περιέχουν έναν ασύρματο ανιχνευτή DR και έναν κινητό σταθμό εργασίας MUSICA Acquisition και παρέχουν ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του ανιχνευτή και του σταθμού εργασίας και μεταξύ του σταθμού εργασίας και του δικτύου του νοσοκομείου.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, δεν απαιτείται παρέμβαση του χρήστη για τη διαχείριση των συνδέσεων δικτύου.

Σε μια διαμόρφωση Mobile DR, ο σταθμός εργασίας MUSICA Acquisition αναπτύσσεται σε έναν φορητό υπολογιστή.

Σε μια διαμόρφωση Ultra Mobile DR, ο σταθμός εργασίας MUSICA Acquisition αναπτύσσεται σε ένα tablet.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη του ανιχνευτή DR για να δείτε τις οδηγίες ασφαλείας, την προβλεπόμενη χρήση και τις γενικές οδηγίες λειτουργίας.


Το σημείο πρόσβασης συνδέεται με τον σταθμό εργασίας μέσω καλωδίου δικτύου

Ανιχνευτές DR:

- DR 10s, DR 14s
- DR 10e, DR 14e, DR 17e
- DX-D 40C, DX-D 40G, DX-D 45C, DX-D 45G
- XD 10, XD*10, XD 14, XD*14, XD 17, XD*17
- XF*10, XF*14, XF*17

Ο σταθμός εργασίας επικοινωνεί με τον ανιχνευτή μέσω του σημείου πρόσβασης. Ο σταθμός εργασίας επικοινωνεί με το ασύρματο δίκτυο του νοσοκομείου μέσω του εσωτερικού προσαρμογέα wifi. Και οι δύο συνδέσεις είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Δεν απαιτείται παρέμβαση του χρήστη για τη διαχείριση των συνδέσεων δικτύου.



Σχήμα 1: Το σημείο πρόσβασης συνδέεται με τον σταθμό εργασίας μέσω καλωδίου δικτύου

Παράδειγμα σημείου πρόσβασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη διαμόρφωση: Edimax 6288.